



NOXIGEL GREEN

Moustiques

MODE D'EMPLOI

Utiliser un pistolet standard pour cartouche. Déposer 10g de gel dans le réceptacle de votre piège à moustiques.
Placez le réceptacle dans le piège, selon les recommandations du fabricant, généralement à proximité de la source de diffusion (Ventilation & Co2).
Remplacez le gel tous les mois pour maintenir une efficacité optimale.

DOSE D'EMPLOI / APPLICATION

10g par piège

Remplacer le gel tous les mois

Efficacité longue durée : Jusqu'à 4 semaines

INFORMATIONS LOGISTIQUE

	30g
GENCOD	3760319140374
RÉFÉRENCE	GM-20301
PCB	6
DIMENSION CARTON	200x200x207
POIDS BRUTE CARTON	2,9 Kg
CONDITIONNEMENT	Cartouche
TYPE	TP19 (attractif)
USAGE	Professionnel
FORMULATION	RB*
AMM	En cours

* RB (appât prêt à l'emploi sous forme de geli)



COMPOSITION

Oct-1-ene-3-ol : 0.9% m/m (CAS N° 3391-86-4), Acide Lactique : 0.8% m/m (CAS N° 50-21-5), Géraniol : 0.01% m/m (CAS N° 106-24-1)

CIBLES

Moustiques communs (Culex pipiens)
Moustiques tigre (Aedes albopictus)

LES + PRODUITS

- Effet rapide (12 et 18 h)
- Efficacité longue durée (4 semaines)
- Sans pictogramme

ÉLIMINATION

Cartouche en déchèterie

PICTOGRAMME